

Fiche Technique

GANTS D'EXAMEN EN LATEX

AQL 1,5

NON STERILES - MICRO POUDRES

1. CARACTERISTIQUES

- MATIERE : Latex naturel haute qualité
- DEXTERITE MAXIMALE : Niveau de performance 5
- POUDRAGE : Micro dosage (< 10 mg/dm²) absorbable cornstarch USP Grade, approuvé FDA
- PROTEINES : Dosage par la méthode Lowry modifiée (teneur : < 200µg/g)
- TAUX D'HUMIDITE : 0,8 % maximum
- QUALITE ALIMENTAIRE : Convient pour les aliments alcoolisés jusqu'à 10° et les aliments gras
Ne convient pas aux aliments acides et alcoolisés > 10°
- DATE DE PEREMPTION : 3 ans après la date de fabrication

2. DIMENSIONS

TAILLE	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR		
			Doigt	Paume	Manchette
S (6/7)	240 (+/- 5)	80 (+/- 10)	0,12 (+/-0.02)	0,12 (+/-0.02)	0,12 (+/-0.02)
M (7/8)	240 (+/- 5)	95 (+/- 10)	0,12 (+/-0.02)	0,12 (+/-0.02)	0,12 (+/-0.02)
L (8/9)	240 (+/- 5)	110 (+/- 10)	0,12 (+/-0.02)	0,12 (+/-0.02)	0,12 (+/-0.02)
XL (9/10)	240 (+/- 5)	120 (+/- 10)	0,12 (+/-0.02)	0,12 (+/-0.02)	0,12 (+/-0.02)

3. PERFORMANCES D'USAGE

Forces minimales à la rupture		Allongement minimal à la rupture		Résistance à l'abrasion	Résistance à la coupure par tranchage	Résistance à la déchirure	Résistance à la perforation
Avant vieillissement accéléré	Après vieillissement accéléré	Avant vieillissement accéléré	Après vieillissement accéléré	Niveau EN 0 (< 100 cycles)	Niveau EN 0 (< indice 1,2)	Niveau EN 0 (< 10 newtons)	Niveau EN 0 (< 20 newtons)
14 Mpa	14 Mpa	650 %	500 %				

4. REFERENCES NORMATIVES

- Normes internationales et américaines : ISO / ASTM
- Normes européennes : EN 374:2003, EN 420 :2003, EN 455 1-2-3-4
- Directives CEE : 93/42/EEC, Food approved




5. PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE NETTOYAGE

- Pour risques mineurs seulement.
- A stocker dans l'emballage original à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures extrêmes.
- Ce produit contient du caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains individus. Après chaque utilisation, il est conseillé de se laver les mains à l'eau savonneuse pour éliminer les résidus de poudre.

6. ARTICLE

Taille	Gants latex /10 pcs	Gants latex /100 pcs
Small	436004	416006
Medium	437001	417003
Large	438008	418000
X-Large	X	419007



(Ces informations, pouvant évoluer, sont communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle).